

## RICERCA PARASSITI NELLE FECI

### MATERIALE NECESSARIO

- Contenitore per feci con tappo e cucchiaino (fornibile dal Punto Prelievi o acquistato in Farmacia).



### MODALITA' DI RACCOLTA

- Raccogliere le feci su una superficie pulita e asciutta, ad esempio vasino per bambini, padella da letto, foglio di plastica.
- Introdurre nel contenitore una quantità di feci pari ad una noce, o a 2 cucchiaini da cucina se liquide.
- Scrivere sull'etichetta il proprio nome e cognome e la data di raccolta.
- Compilare il questionario che si trova sul retro di questo foglio e consegnarlo insieme al campione.

### MODALITA' DI CONSERVAZIONE E CONSEGNA

- Per la ricerca di *Parassiti e/o di Antigeni fecali di Giardia e/o Cryptosporidium e/o Ameba* conservare il contenitore a temperatura ambiente (+15÷25 °C) fino ad un massimo di 24 ore.
- Per la ricerca di *Dientamoeba fragilis e/o esame colturale per Strongyloides stercoralis* conservare a temperatura ambiente (+15÷25 °C) fino ad un massimo di 4 ore.

### AVVERTENZA

- Nel caso di richiesta di *Esame Colturale per ricerca di Ameba* rivolgersi preventivamente al Centro Prelievi nei giorni feriali dalle ore 11 alle ore 14:30 (ingresso 38) dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per concordare la consegna del campione, che dovrà essere fatta il martedì o giovedì entro le ore 8:30 ed essere raccolto entro le due ore precedenti.

Per informazioni sulle sedi dei Punti Prelievo e gli orari di apertura consultare il sito dell'ASST all'indirizzo <https://www.asst-pg23.it/come-fare/accedere-ai-punti-prelievo>



**Centri Prelievo**



Cognome ..... Nome .....

Data di nascita .....  M  F

Materiale:  Feci raccolte da meno di 24 ore  Feci raccolte da meno di 4 ore

<p><b>Paese di nascita:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Europa o Nord America</p> <p><input type="checkbox"/> America Latina</p> <p><input type="checkbox"/> Africa <input type="checkbox"/> Asia <input type="checkbox"/> Australia</p>	<p><b>Sintomatologia:</b> iniziata il .....</p> <p><input type="checkbox"/> Febbre <input type="checkbox"/> Diarrea acquosa <input type="checkbox"/> Diarrea con sangue</p> <p><input type="checkbox"/> Dolori addominali <input type="checkbox"/> Vomito <input type="checkbox"/> Prurito anale</p> <p><input type="checkbox"/> Prurito cutaneo <input type="checkbox"/> Tosse <input type="checkbox"/> Nausea/inappetenza</p> <p><input type="checkbox"/> Rush cutaneo/esantema <input type="checkbox"/> Altro .....</p>
<p><b>Abitudini:</b></p> <p>Contatti con animali: <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si quali .....</p> <p>Abita in ambiente rurale: <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si .....</p> <p>Svolge lavoro agricolo: <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si .....</p>	<p><b>Dati di laboratorio (se disponibili):</b></p> <p><input type="checkbox"/> Eosinofilia (%): .....</p> <p><input type="checkbox"/> Esame colturale delle feci: <input type="checkbox"/> negativo</p> <p><input type="checkbox"/> positivo per <input type="checkbox"/> Salmonella <input type="checkbox"/> Shigella</p> <p><input type="checkbox"/> Campylobacter <input type="checkbox"/> .....</p>
<p><b>Viaggi all'estero in paesi extracomunitari:</b></p> <p><input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si .....</p> <p>dal ..... al .....</p>	<p><b>Terapie in corso:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Cortisone</p> <p><input type="checkbox"/> Altro .....</p>
<p><b>Motivo dell'esame:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Dopo soggiorno in paese tropicale</p> <p><input type="checkbox"/> Dopo terapia per parassitosi (specificare) .....</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare/convivente affetto da .....</p> <p><input type="checkbox"/> Eosinofilia</p>	<p><b>Precedenti parassitosi (in passato):</b></p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> si quali .....</p>